

품질보증서

카스 체중계

본 체중계는 가정용으로 적합하게 설계, 제작되었습니다.
따라서 사용설명서에 명시된 취급주의, 취급경고 등의 지침에 따라
사용하시면 최고의 성능이 유지될 것을 확신합니다.
본 제품은 제조물 배상 책임 보험에 가입되어 있으며, 폐사의 보증규정과
소비자 보호법 등 관련법에 의거 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 기록사항(기록하여 보관하세요)

판매점	상호:	☎
구입일자	년	월 일

2. 보증 범위

보증기간 내에 부품의 재질 또는 제조상의 결함에 의한 고장임이
기술적 분석으로 밝혀질 경우, 제품의 수리 및 신품 교환 또는 폐사가
인정된 조립품으로 교환하여 드립니다.
본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.

3. 보증기간

보증기간은 구입 일로 부터 최고 1년간 적용되며 품질보증서 1항의
기록사항이 없을 경우 제품내부에 부착된 제조년월을 기준으로 보증
기간이 만료된 것으로 간주합니다. (유효 6개월적용)
단, 가정용 체중계를 영업용도나 영업장에서 사용하는 경우에는 보증
기간을 6개월로 적용합니다.

4. 보증수리가 제외되는 사항 (보증기간이내라도 다음 각 사항에 해당되는 경우)

1. 정상적인 계량을 위하여 정기적으로 실시해야 할 점검	증량점검
2. 사용중 소모되는 소모성 부품의 교환	건전지
3. 방문 서비스 및 보증수리시 해당제품의 발송 비용	출장, 택배
4. 일반적인 품질 및 기능상 영향이 없다고 인정되는 관능적 이상	외관, 작동감각
5. 사용설명서에 규정한 주의, 경고 등을 준수하지 않아서 발생한 고장임이 확실한 경우	
6. 폐사의 지정 서비스센터 및 A/S 지정점에서 수리하지 않아 발생한 고장	
7. 제품의 임의 변형 및 개조에 의한 고장	
8. 취급, 보관 부주의 및 천재지변에 의한 고장	

5. 보증수리절차

- ▶ 해당 제품과 보증서는 포장박스 안에 직접 되어 있으며, 서비스센터
및 A/S 지정점의 담당자에게 제시하여 주십시오.
- ▶ 폐사에서는 상기 기술한 보증사항에 한해서 처리해 드립니다. 만일
폐사의 서비스 센터 및 A/S 지정점에서 수리를 받은 후 불만사항이
있으시면 카스 고객센터 전화 : 1577-5578 로 연락하여 주시면
성심껏 지원하여 드리겠습니다.



CAS

O-31809002

안전을 위한 주의 사항

⚠ 경고

평평한 곳에서 사용하십시오
흔들거림으로 넘어져 상해를 입거나
제품에 파손이 있을 수 있습니다.

체중계 가장자리에 올라서지 마세요
균형을 잃고 넘어져 상해를 입힐 수 있습니다

체중계 위에서 뛰거나
물건을 던지지 마세요
파손시 상해를
입을 수 있습니다.

유리 파손에 주의 하세요.
파면에 의해 상해를 입을 수 있습니다.

허용된 중량을 초과하여 계량 하지마세요
최대 중량을 초과하여 계량하게 되면
제품에 이상이 발생하여 중량에
오차가 생길 수
있습니다.

발이 미끄러운 상태로 발판위에
올라서지 마세요
미끄러져 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

분해, 수리, 개조는 절대로 하지마세요
품질 보증 대상에서 제외될
뿐만 아니라 기기의 손상,
감전 및 화재의 원인이
될 수 있습니다.

체중계를 잡고 끌지 마세요
고장의 원인이 됩니다.

급격한 온도 변화나 진동이 심한 곳에서는
사용하지 마세요
계량오차 및 고장의 원인이 됩니다.

제품의 외부에 물을 뿌리거나, 습한 곳에서
사용하지 마세요
전기부품의 절연이 나빠져 감전이나
화재의 위험 또는 중량 오차기
발생할 수 있습니다.

과다한 전자기파가 발생하는 곳에서는
설치하지 마세요
잘못된 계량을 할 수 있습니다.

직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은
뜨거운 물건 가까이 놓지마세요
화재의 위험이 있습니다.

ADVISE FOR USE & CARE

OVERLOAD INDICATION

- Scale overload(max. weight capacity is indicated on the scale). Please step off to avoid damage.

Err

LOW BATTERY INDICATION

- Battery power is low. Please install new battery.

LO

RE-TEST

- Display 'C' when you step off the scale, means this weight reading with error. Please re-test.

C

⚠ NOTICE

- The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!
- Keep standing still during the course of weighing.
- Do Not strike, shock or drop the scale.
- Treat the scale with care as it is a precise instrument.
- Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. Do Not use chemical/abrasive cleaning agents.
- Keep the scale in cool place with dry atmosphere.
- Always keep your scale in horizontal position.
- If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low. Insert or replace new battery.
- If there is error on display or can not turn off the scale for a long time, please take off the battery for about 3 Seconds, and then install it again to remove soft-fault.
- Do not use it for commercial purpose.