

고정밀 수분분석기 XC63

모델명	XC63
최대표시(g)	60
중량 최소 표시(g)	0.02
수분율 최소 표시	0.001g, 0.01/0.1%(Selectable)
수분율 허용 오차	0.15%(2g), 0.05%(5g), 0.02%(10g)
가열방식	막대형 할로겐램프
사용전원	220V AC 50/60Hz
가열온도범위	50 ~ 200□(1□씩 증가) - 180□가 초과될시 시간제한
표시부	LCD(백라이트 포함)
팬크기(mm)	□95
제품크기(mm)	202(W) x 336(L) x 157(H)
제품무게(kg)	4
작동온도&온도범위	5~40□, 85%RH(상대습도)이거나 낮음
측정 모드	표준 건조(쉬운 시작/자동 종료/시간 종료)
	빠른 건조(쉬운 시작/자동 종료/시간 종료)
	느린 건조(쉬운 시작/자동 종료/시간 종료)
	단계 건조(쉬운 시작/자동 종료/시간 종료)
타이머 설정	1~120 분으로 설정 또는 그 이상도 가능 (최대 12시간)
인터페이스	RS-232C(9Pin 커넥터), I/O 포트/ USB 포트
측정상태 데이터메모리	10
데이터메모리	100



단순한 키, 쉬운 작동법

큰 접시 사이즈(□95)

막대형 할로겐 램프

컴팩트한 디자인

백라이트 LCD화면

옵션 > 프린터 EP-80 > 프린터 EP-90 > 디스플레이 보호덮개(5세트) > 알루미늄 시트 > 섬유 유리 시트 > 프린터 CP-7020 > 온도 조정 키트 > 샘플접시(SUS) > RS-232C 케이블 > USB 연결 케이블 > 대체 할로겐 램프

고정밀 수분분석기 CMB25

미세한 부분까지 가열 가능한 원형 할로겐 램프

간단한 동작으로 누구나 손쉽게 사용 가능

용이한 로딩과 편리한 일회용팬 사용

RS-232C 인터페이스(PC/ 프린터 연결)

세련된 디자인과 현대적 구조로 손쉬운 내부 청소

키패드 보호 커버(기본 제공)

옵션 > 샘플 팬(직경 90mm) > 재 사용 팬(직경 90mm) > 온도 교정 키트 > 유리섬유 패드 > 프린터: DEP-50(티켓) > 교정분동 > 보안잠금케이블

모델명	CMB-25
최대표시(g)	110
중량 최소 표시(g)	0.005
수분율 최소 표시	0.05%
수분율 허용 오차	0.2%(3g sample), 0.05%(10g sample 이상)
가열온도범위(□)	50 ~ 160(5□씩 증가)
열원	할로겐 램프
디스플레이타입	LCD(백라이트 포함)
외부통신	RS-232C 인터페이스(기본)
사용전원	AC 220V 50/60Hz
집판 크기(mm)	□90
제품 크기(mm)	280(D) x 165(W) x 127(H)
제품 무게(kg)	2.1

