

2. 제품 사양

MODEL		Hot plate			
		HP12	HP15	MS100(HP100)	
Temperature	Range	Max.380℃			
	Display	Scale(Temperature)			
	Controller	Analog temperature controller			
Heater power		350W	480W	680W	
Top plate		Ceramic coated top plate			
Dimensions	Plate area	120 x 120	150 x 150	180 x 180	
	Overall(WxDxH)	160 x 280 x 107	160 x 280 x 107	200 x 310 x 107	
Electrical supply		AC220V 50/60Hz or AC110V 50/60Hz (option)			
Weight (kg)		2.4	2.5	3.4	5.8

3. 각 부의 명칭 및 설명



- 1.Heater lamp : Heater가 동작하고있음을 표시
- 2.Heater control : Heater의 온도를 조절
3. Main power S/W : 주전원을 켜거나 끌때 사용합니다.

4. 사용방법

1. 뒷면의 전원코드를 콘센트에 꼽는다.
2. 옆면 3번의 S/W를 올리고 2번 볼륨을 조절하여 적당한 온도를 설정한다.
3. HEATER정지시 앞면 2번의 볼륨을 왼쪽으로 완전히 돌린후 3번의 스위치를 OFF한다.
4. 전원이 꺼진 상태에서도 Plate는 뜨거우므로 주의하시기 바랍니다.
5. 장시간 사용하지 않을경우 Main power cord를 빼서 청결하게 보관하십시오.